

INJECTION

TECHNIQUE



INJECTION

TECHNIQUE

ONE DAY FULL IMMERSION

Programma Odontoiatra

9.00-11.30

11.30-12:00 coffe break

12-13-30

13.30-14.30 Lunch

14.40-16.30

16.30-18.00


1. Criteri estetici (Esthetic check list- visagismo)
2. Procedure adesive : Three steps, SE 2 passaggi ,Universal
3. Indicazioni delle Tecniche Restaurative Dirette in composito stratificate e Indirette

FLOWABLE INJECTION TECHNIQUE:

- ▶ Indicazioni
- ▶ L'innovativa Customized Hybrid Index:
modalità di costruzione e applicazioni
- ▶ Procedure operative st by step
- ▶ Tecnica **Monolitica one step**
- ▶ Tecnica **Monolitica a denti alternati**
- ▶ Tecnica **Multilayering con due mascherine** (per dentine e per smalti)

Applicazioni cliniche:

1. **RESTAURATIVA** (modifiche di forma ,conoidi ,chiusura diastemi ,modifiche di superficie)
 2. **PRE- e POST-ORTODONZIA**
 3. **CASI PARODONTALI**
 4. **FULL MOUTH ADHESIVE REHABILITATION**
- **VIDEO tratto da live su paziente :riabilitazione di un gruppo frontale da canino a canino tecnica Iniezione Multilayering con due mascherine**
 - **Video Restauri intraoperatori per fratture oltre la CEJ con tecnica di Iniezione**



INJECTION

Programma Odontotecnico

9.00/11.30

11.30-12:00 *coffe break*

12/13-30

13.30-14.30 *Lunch*

REALIZZAZIONE DELLA MASCHERINA

Con duplicato in gesso del wax-up che il corsista può portare

Presentazione dei casi con l'utilizzo della mascherina per iniezione Scelta dei materiali

Passaggi step by step della realizzazione della mascherina a triplo strato.

Dimostrazione live di costruzione della mascherina a triplo strato

(Procedure di Laboratorio)

Preparazione e rifinitura del modello master

-Preparazione del primo strato di silicone

-Stampaggio della mascherina rigida termoformata e rifinitura

-Posizionamento dei fori calibrati di iniezione

-Iniezione silicone trasparente

-Rimozione dal modello , rifinitura

N.B. Se vuoi costruire la mascherina per injection di un tuo caso durante il corso devi fare la creatura del caso , duplicarla con un silicone di precisione e colarla in gesso extra duro tipo 4 .

Oppure puoi utilizzare dei modelli dimostrativi da noi forniti . Cosa devi portare :

-Spatola da cera (Tipo Peter Thomas) -Frese per la lavorazione della resina -Bisturi con lama da laboratorio (Tipo 11) -manipolo diritto più pedaliera

IL MATERIALE PER COSTRUIRLA E' FORNITO DA NOI !

14.30/18.00

Applicazioni cliniche:

1. **RESTAURATIVA** (modifiche di forma ,conoidi ,chiusura diastemi ,modifiche di superficie
2. **PRE- e POST-ORTODONZIA**
3. **CASI PARODONTALI**
4. **Full Mouth Adhesive Rehabilitation**

- **VIDEO tratto da live su paziente :riabilitazione di un grippo frontale da canino a canino**

INFO ISCRIZIONI

Quota d'iscrizione

Euro 600 + IVA ovvero

Euro **732**

a partecipante

Pagamento tramite bonifico bancario a

MFV Communication di Veneziani Marco & C. sas

Banca di Piacenza. IBAN: IT03E0515665500CC0180009017

Causale: NOME e COGNOME CORSO MESE e ANNO del corso

INFO e ISCRIZIONI

corsi.marcoveneziani@gmail.com

338-9647168

INJECTION

SCHEDA D'ISCRIZIONE INJECTION TECHNIQUE 25 OTTOBRE 2024

- Odontoiatra
- Odontotecnico

Nome

Cognome

Indirizzo dello studio

Città e CAP

Indirizzo e-mail

Telefono studio

cellulare

Dati per la fatturazione

Ragione sociale o intestazione

Indirizzo

Città CAP Provincia

Codice Fiscale

Partita IVA

Codice Univoco

PEC

Informativa sulla privacy

Autorizzo al trattamento dei miei dati personali ai sensi dell'art. 13 d.leg.vo 196/2003

Data _____ Firma _____